


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Musashi-2 (Msi2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dh6

Numéro d'article: CM0002088



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Musashi-2 (MSI2) de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du maintien des cellules souches et de la régulation traductionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Musashi-2 (MSI2) mAb Lapin
Remarques/Alias	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	124540
GeneID	124540
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du Musashi-2 humain (MSI2) (Q96DH6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DH6
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace