


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Musashi-2 (Msi2) Pour Wb, Elisa - Q96Dh6

Numéro d'article: CM0030292



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre Musashi-2 (MSI2) pour WB et ELISA. Validé pour l'homme et la souris, poids protéique de 35 kDa. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Musashi-2 (MSI2) pAb de lapin
Remarques / Alias	MSI2H ; Musashi-2 (MSI2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	124540
GeneID	124540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de Musashi-2 (MSI2) humain (NP_620412.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96DH6
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace