


Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Muscarinique De L'acétylcholine M2 (Acm2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08172

Numéro d'article: CM0004021



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre le récepteur muscarinique de l'acétylcholine M2 humain (ACM2). Convient pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-récepteur muscarinique de l'acétylcholine M2 (ACM2)
Remarques/Alias	HM2 ; récepteur muscarinique de l'acétylcholine M2 (ACM2)
Espèce	Humain
GeneID	1129
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 du récepteur muscarinique de l'acétylcholine M2 humain (ACM2) (P08172)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08172
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace