


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Muscarinique De L'acétylcholine M2 (Acm2) Pour Wb, Elisa - P08172

Numéro d'article: CM0017838



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur muscarinique humain de l'acétylcholine M2 (ACM2/CHRM2), validé pour le Western blotting et l'ELISA. Idéal pour la recherche en neurosciences et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV) impliquant ce récepteur couplé aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-récepteur muscarinique de l'acétylcholine M2 (ACM2)
Remarques/Alias	HM2 ; récepteur muscarinique de l'acétylcholine M2 (ACM2)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1129
ID de gène	1129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 208-388 du récepteur muscarinique humain de l'acétylcholine M2 (ACM2) (NP_001006629.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08172
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace