

Anticorps Polyclonal Anti-Musk Pour Wb, Elisa - O15146

Numéro d'article: CM0026360



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre MUSK humain, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la jonction neuromusculaire et les études de signalisation synaptique. Protéine de 97 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUSK Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMS9; FADS; FADS1; MUSK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4593
GeneID	4593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 424-783 de MUSK humain (NP_001159752.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O15146
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sachet de glace