


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mut Pour Wb, If/Icc, Elisa - P22033

Numéro d'article: CM0028219



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la méthylmalonyl-CoA mutase humaine (MUT) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUT Lapin pAb
Remarques/Alias	MCM ; MUT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 451-750 de la MUT humaine (NP_000246.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22033
Poids protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace