


Anticorps Polyclonal Anti-Mvb12A Pour Wb, Elisa - Q96Ey5

Numéro d'article: CM0018986



Introduction

Le MVB12A Rabbit pAb, un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre l'MVB12A humaine, convient pour WB et ELISA. Il présente une réaction croisée avec le rat et est idéal pour la recherche sur le complexe ESCRT-I et le trafic endocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MVB12A Rabbit pAb
Remarques / Alias	CFBP; FAM125A; MVB12A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	93343
GeneID	93343
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-273 de MVB12A humaine (NP_612410.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q96EY5
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace