

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mvd Pour Wb Et Elisa - P53602

Numéro d'article: CM0002643



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MVD humaine (diphosphomévalonate décarboxylase), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et le rat ; poids moléculaire de 43 kDa. Adapté pour la recherche sur la biosynthèse du cholestérol et la voie du mévalonate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MVD Rabbit mAb
Remarques/Alias	MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4597
GeneID	4597
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de la MVD humaine (P53602).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P53602
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace