


Anticorps Polyclonal Anti-Mvk Pour Wb, Elisa - Q03426

Numéro d'article: CM0027403



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la mévalonate kinase humaine (MVK), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour les études sur le métabolisme du cholestérol et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MVK Rabbit pAb
Remarques / Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4598
GeneID	4598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-300 de la MVK humaine (NP_000422.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03426
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace