


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mxd1 (Wb, Elisa) - Q05195

Numéro d'article: CM0030600



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MXD1 humain (MAD). Validé pour les applications WB et ELISA. Adapté à la recherche sur la répression transcriptionnelle, l'antagonisme de MYC et la régulation de la télomérase. Réaction croisée avec l'homme et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MXD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAD ; MAD1 ; BHLHC58 ; MXD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4084
ID du gène	4084
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de MXD1 humain (NP_002348.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q05195
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace