

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mxi1 Pour Wb Et Elisa - P50539

Numéro d'article: CM0015834

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MXI1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte MXI1 humain, murin et de rat, un répresseur transcriptionnel antagonisant MYC. Convient aux études sur le cancer et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	MXI1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4601
ID du gène	4601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170 à 295 de MXI1 humain (NP_569157.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P50539
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant