

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mxi1 Pour Wb, Elisa - P50539

Numéro d'article: CM0027859

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MXI1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de l'antagonisme transcriptionnel de MYC et de la régulation nucléosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MXI1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4601
GeneID	4601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 76-295 du MXI1 humain (NP_569157.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50539
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace