

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mybbp1A Pour Wb - Q9Bqg0

Numéro d'article: CM0026381

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MYBBP1A (P160/PAP2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la transcription et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MYBBP1A Lapin pAb
Remarques/Alias	P160; PAP2; Pol5; MYBBP1A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10514
ID de Gène	10514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1104-1328 de MYBBP1A humaine (NP_055335.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQG0
Poids Protéique	149kDa
Expédition	Sac de glace