


Anticorps Polyclonal Anti-Mybpc2 Pour Wb, Elisa - Q14324

Numéro d'article: CM0017318



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYBPC2 pour les applications Western blot et ELISA. Détecte la MYBPC2 humaine, de souris et de rat. Utile pour l'étude de la fonction et de la contraction des protéines musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MYBPC2
Remarques/Alias	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4606
GeneID	4606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 912-1141 de la MYBPC2 humaine (NP_004524.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14324
Poids de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace