

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mybpc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14324

Numéro d'article: CM0025994



Introduction

MYBPC2 Lapin pAb, un anticorps polyclonal pour WB, IHC-P, ELISA, reconnaît la protéine C de liaison à la myosine de type rapide (128kDa) chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la contraction musculaire et les protéines structurales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MYBPC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Espèce	Humain
GeneID	4606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 912-1141 du MYBPC2 humain (NP_004524.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14324
Poids Protéique	128kDa
Expédition	Sac de glace