


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mycbp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99417

Numéro d'article: CM0026175



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYCBP validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la protéine humaine liant c-Myc (AMY-1), un régulateur clé de l'activité transcriptionnelle de MYC. Idéal pour les études sur les voies cancérigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYCBP Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMY-1 ; MYCBP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	26292
ID du gène	26292
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 103 de la MYCBP humaine (NP_036465.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q99417
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace