

Anticorps Monoclonal Anti-Myd88 Pour Wb, Elisa - Q99836

Numéro d'article: CM0006860



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre MyD88 humain, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Essentiel pour l'étude de la signalisation TLR/IL-1R et les applications de recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MyD88 Rabbit mAb
Remarques/alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4615
ID du gène	4615
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de MyD88 humain (NP_002459.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99836
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant