

Anticorps Monoclonal Anti-Myd88 Pour Wb, Elisa - Q99836

Numéro d'article: CM0006842

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le MyD88 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour l'étude de la signalisation TLR/IL-1R et les applications de recherche en immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MyD88 Rabbit mAb
Remarques/Alias	WM1 ; IMD68 ; MYD88D ; MyD88
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4615
Identifiant du gène	4615
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 du MyD88 humain (NP_002459.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99836
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace