

Anticorps Polyclonal Anti-Myd88 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99836

Numéro d'article: CM0014634



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MyD88 humain (SWISS : Q99836). Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation immunitaire innée TLR/IL-1R et de réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MyD88 Rabbit pAb
Remarques/Alias	WM1, IMD68, MYD88D, MyD88
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4615
GeneID	4615
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 20 et 140 du MyD88 humain (NP_002459.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99836
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace