

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Myd88 [Validé Ko] Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Numéro d'article: CM0003029



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO dirigé contre MyD88 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-MyD88 de lapin [validé KO]
Remarques / Alias	WM1; IMD68; MYD88D; 88
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4615
Identifiant de gène	4615
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de MyD88 humain (NP_002459.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99836
Poids de la protéine	15 kDa/20 kDa/28 kDa/31 kDa/33 kDa/34 kDa
Expédition	Sac isotherme