

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myd88 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Numéro d'article: CM0015939



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MyD88, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. MyD88 est un adaptateur clé dans les voies de signalisation immunitaire innée TLR/IL-1R. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MyD88 Rabbit pAb
Remarques/Alias	WM1 ; IMD68 ; MYD88D ; MyD88
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4615
GeneID	4615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-309 de MyD88 humain (NP_002459.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99836
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace