

Anticorps Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Myd88 Pour Wb, Ip, Elisa - Q99836

Numéro d'article: CM0004886



Introduction

Anticorps monoclonal Rabbit PolymAb® anti-MyD88 de haute qualité pour WB, IP, ELISA. Détecte le MyD88 humain et souris, un adaptateur critique de signalisation immunitaire innée TLR/IL-1R. 33kDa. Q99836.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MyD88 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	WM1; IMD68; MYD88D
Espèce	Humain
GeneID	4615
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 du MyD88 humain (NP_002459.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99836
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace