

Anticorps Polyclonal Anti-Myef2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K5

Numéro d'article: CM0020821

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MYEF2 de haute qualité pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte MYEF2 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Cible le répresseur de transcription du gène de la myéline, soutenant la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MYEF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEF-2, MST156, myEF-2, MSTP156, HsT18564, MYEF2
Espèce	Humain
GeneID	50804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de MYEF2 humain (NP_001288139.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2K5
Poids Protéculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace