

Anticorps Monoclonal Anti-Protéine Basique De La Myéline (Mbp) Pour Wb - P02686

Numéro d'article: CM0010485



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine basique de la myéline humaine (MBP). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les neurosciences et le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-protéine basique de la myéline
Remarques/Alias	MBP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4155
GeneID	4155
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P02686
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Poche de glace