

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine Basique De La Myéline (Mbp) Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02686

Numéro d'article: CM0019669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Protéine Basique de la Myéline (MBP) humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience et sur la démyélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Protéine Basique de la Myéline Rabbit pAb
Remarques / Alias	MBP; Myelin Basic Protein
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-165 de la Protéine Basique de la Myéline humaine (NP_001020272.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02686
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace