

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Protéine Basique De La Myéline Pour Wb - P02686

Numéro d'article: CM0012780



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-protéine basique de la myéline (MBP) pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une bande de 33 kDa. Idéal pour la recherche en neurobiologie et sur la sclérose en plaques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-protéine basique de la myéline
Remarques/Alias	MBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4155
GeneID	4155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-304 de la protéine basique de la myéline humaine (NP_001020272.1).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02686
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace