

## Anticorps Monoclonal Anti-Glycoprotéine De La Myéline Des Oligodendrocytes Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16653

Numéro d'article: CM0012557

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la glycoprotéine de la myéline des oligodendrocytes (MOG) humaine, une protéine de la myéline spécifique au SNC et récepteur du virus de la rubéole. Adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les souris et les rats.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin anti-glycoprotéine de la myéline des oligodendrocytes |
| Remarques/Alias    | BTN6 ; BTNL11 ; MOGIG2 ; NRCLP7 ; Glycoprotéine de la myéline des oligodendrocytes  |
| Espèce             | Humain                                                                              |
| GeneID (Humain)    | 4340                                                                                |
| GeneID             | 4340                                                                                |
| Immunogène         | Peptide synthétique                                                                 |
| Source             | Lapin                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                               |
| Application        | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                            |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                 |
| SWISS              | Q16653                                                                              |
| Poids protéique    | 28 kDa                                                                              |
| Expédition         | Sac de glace                                                                        |