

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myéline Oligodendrocyte Glycoprotéine Pour Wb Et Elisa - Q16653

Numéro d'article: CM0030651

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Myéline Oligodendrocyte Glycoprotéine humaine (MOG, Q16653) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; immunogène recombinant (aa 30-154).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Myéline oligodendrocyte glycoprotéine pAb de Lapin
Remarques/Alias	BTN6 ; BTNL11 ; MOGIG2 ; NRCLP7 ; Myéline oligodendrocyte glycoprotéine
Espèce	Humain
GenelD	4340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-154 de la Myéline oligodendrocyte glycoprotéine humaine (NP_996532.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16653
Poids Moléculaire Protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace