

Anticorps Monoclonal Anti-Protéine Zéro De La Myéline (Mpz) Pour Wb - P25189

Numéro d'article: CM0007560



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine zéro de la myéline humaine (MPZ) pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la myélinisation du système nerveux périphérique et les neuropathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Myelin Protein Zero (MPZ) Rabbit mAb
Remarques / Alias	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Myelin Protein Zero (MPZ)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4359
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 149 et 248 de la protéine zéro de la myéline humaine (MPZ) (NP_000521.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P25189
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac isotherme