


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Myéloblastine (Protéinase 3/Pr3) Pour If-P, Elisa - P24158

Numéro d'article: CM0003868



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Protéinase 3 humaine (PR3/Myéloblastine). Validé pour IF-P et ELISA. Reconnaît une sérine protéase des neutrophiles, un autoantigène clé c-ANCA. - P24158

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	AcM lapin Protéinase 3/PR3
Remarques/Alias	MBN ; MBT ; NP4 ; P29 ; PR3 ; ACPA ; AGP7 ; NP-4 ; PR-3 ; CANCA ; C-ANCA ; Protéinase 3/PR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5657
GeneID	5657
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la Protéinase 3/PR3 humaine (P24158).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24158
Poids moléculaire protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace