

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Myéloperoxydase (Mpo) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05164

Numéro d'article: CM0006460



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la myéloperoxydase humaine (MPO), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte la MPO dans des échantillons humains, de souris et de rat — idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-myéloperoxydase (MPO)
Remarques/Synonymes	MPO ; myéloperoxydase ; myéloperoxydase (MPO)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4353
GeneID	4353
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05164
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac réfrigérant