

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myéloperoxydase (Mpo) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05164

Numéro d'article: CM0013890



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la myéloperoxydase humaine (MPO), validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Détecte la MPO dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur la formation des pièges extracellulaires des neutrophiles (NET), l'immunité innée et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-myéloperoxydase (MPO)
Remarques/Alias	MPO ; Myéloperoxydase (MPO)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4353
ID de gène	4353
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 606-745 de la myéloperoxydase humaine (MPO) (NP_000241.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05164
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace