

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myéloperoxydase (Mpo) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11247

Numéro d'article: CM0022233

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la myéloperoxydase (Mpo) de souris, adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte le Mpo dans des échantillons humains, de souris et de rat, permettant la recherche sur la biologie des neutrophiles, la NETose et les réponses immunitaires oxydatives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-Mpo de Souris
Remarques/Alias	mKIAA4033; Mpo de Souris
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4353
GeneID	17523
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-718 du Mpo de souris (NP_034954.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11247
Poids moléculaire	81kDa
Expédition	Sac de glace