

Anticorps Polyclonal Anti-Myh13 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Ukx3

Numéro d'article: CM0017603

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MYH13 (Myosine-13) humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la contraction des fibres rapides du muscle strié dans les muscles extraoculaires et laryngés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYH13 pAb de lapin
Remarques/Alias	MyHC-eo ; MyHC-IIL ; MYH13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8735
GeneID	8735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1240-1320 de la MYH13 humaine (NP_003793.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UKX3
Poids de la protéine	224 kDa
Expédition	Sachet de glace