


## Anticorps Polyclonal Anti-Myh14 Pour Wb, Elisa - Q7Z406

Numéro d'article: CM0029815



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre MYH14 humain (myosine-14), adapté pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain et le rat. Un outil clé pour l'étude de la myosine non musculaire IIc dans la forme cellulaire et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | MYH14 Lapin pAb                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHH, DFNA4A, myosine, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                               |
| GeneID (Humain)    | 79784                                                                                                                |
| GeneID             | 79784                                                                                                                |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 de MYH14 humain (NP_079005.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité Croisée | Humain, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | Q7Z406                                                                                                               |
| Poids Protéique    | 228kDa                                                                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                         |