

Anticorps Polyclonal Anti-Myh4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y623

Numéro d'article: CM0024560

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MYH4 humain (Myosine-4, MyHC-2b). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études sur la contraction du muscle squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MYH4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb; MYH4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4622
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1500-1600 du MYH4 humain (NP_060003.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y623
Poids Protéique	223 kDa
Expédition	Sac de glace