

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Myh4/Myh2B Pour Wb - Q9Y623

Numéro d'article: CM0011555

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant la myosine-4 (MYH4/MyHC-IIb) pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. 223kDa. Idéal pour la recherche musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MYH4 Lapin mAb
Remarques/Alias	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4622
GenelD	4622
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1500-1600 de la MYH4 humaine (NP_060003.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y623
Poids Protéique	223kDa
Expédition	Sac de glace