


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myh6/A-Mhc - Q02566

Numéro d'article: CM0026875



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MYH6/α-MHC (Myosine-6) de souris pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin MYH6/α-MHC
Remarques/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4624
GeneID	17888
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q02566
Poids Moléculaire Protéique	224 kDa
Expédition	Sac de glace