

Anticorps Monoclonal Anti-Myh6/Myh7 Pour Wb, If-P, Elisa - P13533 / P12883

Numéro d'article: CM0008754

Introduction

MYH6/MYH7 Rabbit mAb est un anticorps monoclonal validé pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Détecte les isoformes de la chaîne lourde de la myosine cardiaque humaine, murine et rat. Idéal pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	MYH6/MYH7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ASD3 ; MYHC ; SSS3 ; CMH14 ; MYHCA ; CMD1EE ; alpha-MHC ; CMH1 ; MPD1 ; SPMD ; SPMM ; CMD1S ; MYHCB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4624/4625
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1730 et 1830 de MYH6/MYH7 humain (NP_002462.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13533/P12883
Poids moléculaire de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace