

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myh7 - P12883

Numéro d'article: CM0024256



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MYH7 humaine (myosine-7), une protéine motrice du muscle cardiaque/squelettique lent. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la contraction musculaire et la cardiomyopathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MYH7
Remarques/Alias	CMH1, MPD1, SPMD, SPMM, CMD1S, MYHCB, CMYP7A, CMYP7B, MYH7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4625
ID du gène	4625
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1240-1340 de la MYH7 humaine (NP_000248.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12883
Poids moléculaire de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace