

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Myh7B Pour Wb, Elisa - A7E2Y1

Numéro d'article: CM0002346

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine MYH7B (myosine-7B, MYH14) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour les études sur la contraction musculaire et la biologie cardiaque.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb anti-MYH7B de lapin                                                                                                                     |
| Remarques / Alias    | MHC14; MYH14; IncMYH7b; MYH7B                                                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)      | 57644                                                                                                                                       |
| GeneID               | 57644                                                                                                                                       |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1750-1983 de la protéine MYH7B humaine (NP_065935.3) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                       |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                                                                                                 |
| SWISS                | A7E2Y1                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 226 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                |