

Anticorps Monoclonal De Lapin Polymab® Anti-Myh7/B-Mhc Pour Wb, If-P, Elisa - P12883

Numéro d'article: CM0007099



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre MYH7/β-MHC (chaîne lourde de myosine 7, isoforme bêta cardiaque). Validé pour WB, IF-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur la contraction musculaire et les cardiomyopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYH7/β-MHC Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
Espèce	Humain
ID de gène	4625
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1240-1340 de la MYH7/β-MHC humaine (NP_000248.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12883
Poids de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace