


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myh9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35579

Numéro d'article: CM0013875



Introduction

MYH9 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA, réagissant avec MYH9/Myosine-9 humaine et murine, essentiel pour la recherche sur la motilité cellulaire et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYH9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MHA; FTNS; EPST5; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4627
ID du gène	4627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1711-1960 de la MYH9 humaine (NP_002464.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P35579
Poids de la protéine	227 kDa
Expédition	Sac de glace