

Anticorps Polyclonal Anti-Myl1 Pour Wb, Elisa - P05976

Numéro d'article: CM0024714

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYL1 de haute qualité, validé pour le WB et l'ELISA. Réactif avec des échantillons humains, de souris et de rat. Poids moléculaire prédit de 21 kDa. Idéal pour la recherche sur le muscle squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4632
GeneID	4632
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la MYL1 humaine (NP_524146.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05976
Poids moléculaire de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace