

Anticorps Polyclonal Anti-Myl12A Pour Wb - P19105

Numéro d'article: CM0025727

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MYL12A (MLC-2B), validé pour le Western blot et l'ELISA. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 92 à 171. Idéal pour l'étude de la régulation de la myosine et de la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYL12A pAb de lapin
Remarques / Alias	MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10627
GeneID	10627
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 92-171 de la MYL12A humaine (NP_006462.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19105
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace