

Anticorps Monoclonal Anti-Myl12B Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14950

Numéro d'article: CM0009058

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre MYL12B (MLC-2A, MRLC2). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-MYL12B
Remarques/Alias	MLC-B ; MRLC2 ; MYL12B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	103910
GeneID	103910
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 73 et 172 de MYL12B humain (O14950).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14950
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace