

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myl2 Pour Wb, If-P, Elisa - P10916

Numéro d'article: CM0015303



Introduction

Le pAc de lapin anti-MYL2 détecte spécifiquement la chaîne légère régulatrice 2 de la myosine ventriculaire/cardiaque chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les applications WB, IF-P et ELISA dans la recherche sur la contraction du muscle cardiaque et la cardiomyopathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYL2 pAc Lapin
Remarques/Alias	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4633
GeneID	4633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-166 de MYL2 humain (NP_000423.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10916
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace