

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MyI3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08590

Numéro d'article: CM0028959



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYL3 (P08590) validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque et la myosine. Approvisionnement en one-stop auprès de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMH8, VLC1, VLCl, MLC1V, MLC1SB, MLC-IV/sb, MYL3
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4634
GeneID	4634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de la MYL3 humaine (NP_000249.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08590
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace