

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myl6B (Validé Ko) Pour Wb Et Elisa - P14649

Numéro d'article: CM0023137



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYL6B (MLC1SA), validé KO, pour Western blot et ELISA. Convient pour la recherche sur l'humain, la souris et le rat concernant la fonction de la chaîne légère de myosine et la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] MYL6B Lapin pAb
Remarques/Alias	MLC1SA; 6B
Espèce	Humain
GeneID	140465
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-208 de MYL6B humain (NP_002466.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14649
Poids Moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace