

Anti-Myl9 Lapin Pab Pour Wb, If-P, Elisa - P24844

Numéro d'article: CM0030134

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MYL9 humaine (chaîne légère régulatrice de la myosine 9) pour Western blot (WB), immunofluorescence (IF-P) et ELISA. Détecte la MYL9 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Utile pour la recherche sur le muscle lisse et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MYL9 Lapin pAb
Remarques/Alias	LC20 ; MLC2 ; MRCL1 ; MYRL2 ; MLC-2C ; MMIHS4 ; MYL9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10398
GeneID	10398
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MYL9 humaine (NP_006088.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24844
Poids protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace